

TERAOKA

Programmable Precision Syringe Pumps

FUSION TOUCH



※本製品は臨床用にはご使用になれません。

New Release Campaign

期間:


～2013年3月29日弊社受注分まで

■ヒュージョン・タッチ100(注入のみ)	¥ 240,000	⇒	¥ 198,000
■ヒュージョン・タッチ200(注入吸引)	¥ 275,000	⇒	¥ 248,000
■ヒュージョン・タッチ400(微量注入)	¥ 280,000	⇒	¥ 248,000

(税抜き)

大画面カラータッチスクリーンは4.3インチ。


操作性・視認性・利便性に優れた次世代シリンジポンプ「ヒュージョンタッチシリーズ」が誕生しました。注入、注入⇄吸引切替、微量注入の3タイプでプログラムモード標準搭載です。




■4.3インチ大画面LCDディスプレイ
 運転中は設定したシリンジ内径、送液量、フローレートや終了までの総時間、経過時間や経過量等の状況が一目で把握できます。



■2種の送液モードを標準搭載
 シンプル送液のスタンダードモード、複雑多種多様なパターンに対応したプログラムモードが選択できます。



■国内外のシリンジに対応
 主要シリンジメーカー17社から使用頻度の高いシリンジ140種類以上をポンプ本体に収録し、シリンジライブラリーから呼び出すだけの簡単設定。(未登録シリンジも使用可)



■高い操作性、安全を考慮した数値ナビ
 使用するシリンジ決定後は自動的に送液量とフローレート値の設定可能範囲が表示されます。設定内容は自動的にメモリーされ、次回起動時に反映されます。

FUSION TOUCH



Touch 100



Touch 200



Touch 400

■仕様

製品コード	20-3469-01	20-3469-02	20-3469-03
商品名	ヒュージョンタッチ100	ヒュージョンタッチ200	ヒュージョンタッチ400
型番	CX07100	CX07200	CX07400
運転モード	注入	注入/吸引	微量注入
シリンジサイズ	0.5μ L~60mL	0.5μ L~60mL	0.5μ L~10mL
本数	2本まで	2本まで	4本まで
フローレート	最小:0.0002μ L/時 最大:121mL/分	最小:0.0001μ L/時 最大:65.4mL/分	最小:0.0001μ L/時 最大:2.14mL/分
作動距離/ステップ	0.098μ m	0.046μ m	0.016μ m
駆動力(水平方向)	15.5kg	22.5kg	22.5kg
環境条件	+10~40°C(湿度20~80%)		
サイズ	W24.5×D17×H11.5cm	W24.5×D17×H11.5cm	W24.5×D17×H15cm
重量	2.8kg	3.0kg	2.9kg
入力電源	AC100~240V 50/60Hz		
電源コード	1.7m		
精度	±0.35%		
再現性	±0.05%		
キャンペーン価格(税抜き)	¥240,000 ⇒ ¥198,000	¥275,000 ⇒ ¥248,000	¥280,000 ⇒ ¥248,000

◆ご注意

- ◆マイクロシリンジポンプは臨床用にはご使用になれません。
- ◆シリンジ形状・サイズによっては正確にもしくは最大本数をマウントできない場合があります。
- ◆使用されるシリンジ及び接続チューブラインに関しては一切保証しておりません。
- ◆製品の的外観・仕様・サイズ等は予告なく変更になる場合がありますので、予めご了承下さい。
- ◆**キャンペーン価格は予告なく中止する場合がありますのでご承知下さい。**
- ◆消費税は含まれておりませんので別途申し受けます。
- ◆本パンフレットに掲載する画像を含むすべてを許可なく転載・転用することを禁じます。

取扱店

TERAOKA

株式会社テラオカ

〒565-0851 大阪府吹田市千里山西2-16-5
 TEL:(06)6386-0667 FAX:(06)6330-6859
<http://www.teraoka-jp.com/>